

## Untersuchungsauftrag Chimaerismus-Analytik



<p><b><u>Patienten-Etikett</u></b></p> <p>Name, Vorname: _____</p> <p>Geb.-Dat.: _____</p> <p>Adresse (bei Privatpatienten): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Stationär (nicht teilstationär)                      <input type="checkbox"/> ambulant</p>	<p><b><u>Kostenträger</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> Privatpatient:  <input type="checkbox"/> (bei stationären Privatpatienten: Wahlleistungsvereinbarung liegt vor?)</p> <p><input type="checkbox"/> Kassenpatient:</p> <p><input type="checkbox"/> § 116b:</p> <p><input type="checkbox"/> andere Versicherungsformen (z.B. Berufsgenossenschaft, Postbeamtenkrankenkasse):</p>
<p><b><u>Diagnose</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> AML    <input type="checkbox"/> ALL    <input type="checkbox"/> MDS    <input type="checkbox"/> CML    <input type="checkbox"/> CMPE    <input type="checkbox"/> Multiples Myelom    <input type="checkbox"/> CLL    <input type="checkbox"/> NHL</p> <p><b><u>Bemerkungen:</u></b>                      <input type="checkbox"/> sonstige: _____</p>	
<p><b><u>Probenstatus</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> Verlaufskontrolle    <input type="checkbox"/> Spenderprobe                      <input type="checkbox"/> Empfängerprobe (vor allogener Transplantation)</p> <p style="padding-left: 100px;">Spender-Nr.: _____</p> <p>Tag der Transplantation: _____  <small>TT/MM/JJJJ</small></p>	
<p><b><u>Untersuchungsmaterial</u></b>    <b>Leukozytenzahl:</b> _____                      <b>Entnahmedatum:</b> _____  <small>TT/MM/JJJJ</small></p> <p><input type="checkbox"/> Peripheres Blut            <input type="checkbox"/> Knochenmark            <input type="checkbox"/> Stammzellasservat</p> <p><input type="checkbox"/> sonstiges: _____</p>	
<p><b><u>gewünschte Untersuchungen</u></b>    <input type="checkbox"/> Gesamt-Chimaerismus (STR)    <input type="checkbox"/> Gesamt-Chimaerismus (Real-Time-PCR)*</p> <p style="padding-left: 100px;"><input type="checkbox"/> T-Zell-Chimaerismus                      <input type="checkbox"/> Chimaerismus in Granulozyten</p> <p><b><u>Bemerkungen:</u></b></p> <p>Die Chimaerismus-Analyse von weiteren Zellpopulationen kann ggf. nach Rücksprache durchgeführt werden.</p> <p><small>* Diese Untersuchung ist aktuell nur bei männlichen Patienten mit weiblichem Spender möglich.</small></p>	
<p><b><u>Einsender (Arzt-, Klinikstempel)</u></b></p>   <p>Unterschrift: _____</p>	<p><b><u>Versandadresse:</u></b></p> <p>AgenDix GmbH,  z. Hd. Prof. Dr. Christian Thiede  Fiedlerstr. 36  01307 Dresden</p>

### Wichtige Hinweise für die Abnahme von Probenmaterial

Stellen Sie bitte **vor** der Probenentnahme, insbesondere bei der Abnahme von Patientenmaterial vor der Transplantation sowie Spendermaterial, die Identität der Person sicher. Zudem ist eine sorgfältige Beschriftung des Probenmaterials und des Probenanforderungsscheins zur Patientenidentifikation eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der Chimaerismusanalyse.

#### Blut / Knochenmark:

Bitte nutzen Sie Blutröhrchen mit geeignetem Antikoagulant (Lithium-Heparin, EDTA, Spritze mit 0.5 ml Li-Heparin durchspülen und sofort verwenden): die Röhrchen bis zur Markierung füllen und nach Blutentnahme mehrmals über Kopf schwenken.

Menge/Versandzeit:

- |  |   |
|--|---|
| - Gesamt-Chimaerismus ( <b>Versandzeit: max. 7 d</b> ):  | 2 - 8 ml Knochenmark;<br>8 - 16 ml Blut |
| - Chimaerismus aus T-Zellen ( <b>Versandzeit: max. 29 h</b> ):<br>und Granulozyten ( <b>Versandzeit: max. 26 h</b> ) | 3 ml Knochenmark;<br>5 ml Blut          |

#### Fingernagel (als Material vor der Transplantation):

Geben Sie mindestens 2-5 abgeschnittene Fingernägel in ein geeignetes Transportgefäß, (z.B. 1,5 ml Reaktionsgefäß) welches mit den Patientendaten beschriftet ist.

#### Wangenschleimhautabstrich (als Material vor der Transplantation):


Auch sollten die Patienten **unmittelbar** vor der Entnahme der Proben nichts Essen oder Trinken! Wichtig ist, dass **keine** Speisereste dem Abstrich anhaften. Den Mundraum bitte 2-3 Mal mit Wasser spülen. Als Abstrichstäbchen eignen sich Nylonfaserbürsten.



1. Beschriften Sie das in der Verpackung enthaltene Röhrchen mit dem Namen der Person, von der die Probe stammt.



2. Nehmen Sie das Bürstchen aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass Sie die Stäbchen nur am Stiel festhalten und das Bürstchen nicht berühren.



3. Spülen Sie den Mundraum bitte 2-3 Mal mit Wasser. Danach streichen Sie mit dem Bürstchen auf der Innenseite der Wange entlang. Während Sie auf und ab fahren, drehen Sie das Bürstchen etwas, machen Sie das für etwa 6 Sekunden.



4. Schieben Sie die Bürstchen nach der Probenahme sofort wieder in das sterile Röhrchen (in der Verpackung enthalten) und knicken den Stiel des Abstrichsets an vorgesehener Stelle ab und entfernen dieses, anschließend Röhrchen fest verschließen.